



Montage Meryviere 2010

Nymphe rib



- Hameçon : *B 400 n° 16 à 20*
- Soie de montage : *noire 14/0*
- Cerques : *pardo*
- Corps : *bodyglass ou vinyl rib olive, marron, noir....*
- Thorax : *dubbing de lievre ou spectra + pattes en perdrix ou emu*
- Sac alaire : *corplast ou médaillon marron ou noir*

Difficulté : 2/4

Catégorie : émergente

Conseils d'utilisation : nymphe légère à utiliser sur des secteurs calmes, en taille 18 ou 20 avec un long bas de ligne