



Montage Meryviere 2008

Chiro quill et toupet blanc



-Hameçon : *B 100 # 14*

-Soie de montage : *noire 14/0*

-Corps : *quill de paon (ébarbé) couleur naturel le tout vernis*

-Abdomen : *fil de montage et joues en unistrech (ou équivalent)
orange, tête vernie*

-Toupet : *marabout blanc*

Catégorie : *nymphé de chironome*

Difficulté : *2/4 Pas de difficulté majeure, mais comme toutes les mouches simple, la qualité de montage doit être de rigueur. Attention tout de même à la régularité des enroulements du quill. Les joues doivent être bien parallèles. Attention aussi à ne vernir que le corps et pas le toupet !*

Conseils d'utilisation : *Très bonne mouche en réservoir à décliner et 3 ou 4 tailles et couleurs. C'est une incontournable pour celui qui veut pêcher au chiro en réservoir.*